

## SCHEMA TECNICA

## ELETTROCATETERE MONOPOLARE ÍRZÎ (con adattatore separato)



### Elementi identificativi del fabbricante

Ragione sociale: TYCOON SWISS MEDICAL SA  
Sede: Piazza Boffalora 4 - 6830 Chiasso - CH

### Descrizione del prodotto

Elettrocaterete per radiofrequenza pulsata epidurale e transgangliare. Il target piú frequente d'applicazione è la radice spinale ed il rispettivo ganglio dorsale posteriore, elementi raggiunti alla loro uscita dai forami intervertebrali nei recessi epidurali laterali. Completo di sistema per l'ottimizzazione del flusso di corrente attraverso il forame vertebrale. Fornito di cavo adattatore universale per generatore a radiofrequenza.

### Codice prodotti

- TY 160 F600

### Caratteristiche Tecniche

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
Diametro esterno	3 french (1mm, 0.039 in 20 gauge)
Lunghezza totale	600 mm
Numero di elettrodi	1
Lunghezza elettrodo	10mm
Direzionabilità	SI
Adattatore	Separato

### Tipologia di materiale

DENOMINAZIONE	MATERIALE
Guaina Esterna	Grilamid L25 Verde Trasparente
Tubo interno	Grilamid L25 Verde Trasparente
Tubetto Elettrodo	Acciaio Aisi 304
Filo Termocopia	Costantana
Filo Termocopia	Acciaio
Filo Elettrodo	Acciaio Aisi 304

### STERILITÀ E CONFEZIONAMENTO - SMALTIMENTO

Metodo di produzione	Clean room ambiente a contaminazione controllata
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (ETO)
Confezionamento primario e secondario	Doppia carta Kraft medica e da un lato film plastico in PE . box in cartone cartaceo
Conservazione	Temperatura ambiente compresa tra 10° e 40° C, in luogo fresco e asciutto (grado di umidità relativa compreso tra 10% e 90%) al riparo dai raggi del sole e fonti luminose e di calore dirette e particolarmente intense.
Scadenza	Data di scadenza: 5 anni dalla data del lotto di produzione stampata sulla confezione. La stabilità del prodotto nel tempo è da considerarsi nei limiti della validità indicata sulla confezione.
Quantità	Confezioni da 5 pezzi per singola misura

Smaltimento	Il prodotto deve essere smaltito dopo l'uso come rifiuto medico ospedaliero+
Risterilizzazione	Il dispositivo non deve essere assolutamente riutilizzato, risterilizzato o sanificato; trattasi di dispositivo monouso.

**CONTENUTI**

Lattice	Assente
Ftalati	Assenti
Schede di sicurezza	Assenti (Dispositivi non soggetti alla direttiva 98/24/CE ex D.lgs 25 del 02/02/2002 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivati da agenti chimici durante il lavoro).

**CARATTERISTICHE**

Destinazione	Utilizzo nella diagnostica invasiva epidurale e terapia di dolori acuti e cronici.
Tempi di impiego	< a 60 minuti (dispositivi invasivi di tipo chirurgico ad uso temporaneo)
Radiopaco	SI

**COPYRIGHT**

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda non possono essere usate per scopi diversi da quelli di cui si tratta. La presente pubblicazione non può essere riprodotta in tutto o in parte e con qualsiasi mezzo allo stato conosciuto senza l'autorizzazione della Tycoon Swiss Medical SA



***I contenuti riferiti a tale pubblicazione non possono essere interpretati come un tentativo di offrire, rendere un opinione medica, o di insegnare una pratica medica***

\*\*\*\*\*