

SCHEDA TECNICA

TY SONIC
Copri sonda sterile monouso**Elementi identificativi del fabbricante**

Ragione sociale: TYCOON SWISS MEDICAL
Sede: V.le San Salvatore, 10 – 6902 Lugano/Paradiso (SWITZERLAND)

Descrizione del prodotto

- Copertura sterile monouso in polietilene trasparente (spessore 45 micron) per trasduttore ecografico di tipo piatto, dotata di sistema biadesivo per il fissaggio del trasduttore e strip adesivo per la chiusura.

Codice prodotti

- OO-030018 ES TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 30 cm
- OO-050018 ES TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 50 cm
- OO-070018 ES TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 70 cm
- OO-120018 ES TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 120 cm
- OO-240018 ES TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 240 cm
- OO-030018 EC TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 30 cm + Gel
- OO-050018 EC TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 50 cm + Gel
- OO-070018 EC TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 70 cm + Gel
- OO-120018 EC TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 120 cm + Gel
- OO-240018 EC TY SONIC Coprisonda Ecografica Sterile Lunghezza 240 cm + Gel

STERILITÀ – CONFEZIONAMENTO - SMALTIMENTO	
Metodo di sterilizzazione	ossido di etilene (ETO)
confezionamento	Carta medical grade e polietilene
conservazione	Temperatura ambiente, in luogo fresco e non umido (UR tra 10% e 90%) al riparo da luce diretta, luce solare e riscaldamento diretto. La sterilità è garantita solo a confezione integra
scadenza	5 anni dalla data di fabbricazione presente sulla confezione. La stabilità del prodotto nel tempo è da considerarsi nei limiti della validità indicata sulla confezione, non utilizzare assolutamente dopo la data di scadenza
quantità	50 pezzi / scatola
smaltimento	Il prodotto deve essere smaltito dopo l'uso come "rifiuto medico ospedaliero"
risterilizzazione	Il dispositivo non deve essere assolutamente riutilizzato, ri-sterilizzato o disinfettato; trattasi di dispositivo monouso

COPYRIGHT

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda non possono essere usate per scopi diversi da quelli di cui si tratta. La presente pubblicazione non può essere riprodotta in tutto o in parte e con qualsiasi mezzo allo stato conosciuto senza l'autorizzazione della Tycoon Swiss Medical SA



I contenuti riferiti a tale pubblicazione non possono essere interpretati come un tentativo di offrire, rendere un'opinione medica, o di insegnare una pratica medica